

## TUBO SACA MUESTRAS, CEMENTO EMPAQUETADO— H-3340



**SKU:** H-3340 | **Categorías:** [Cemento](#), [Humboldt](#), [Muestreadores](#), [Cemento a granel](#) | **Etiquetas:** [ASTM C183](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para hacer un muestreo en cemento empaquetado hidráulico, la unidad de bronce tiene un mango de madera dura.

La unidad tiene un diámetro de

1-1/4" (32mm) x 28-3/4" (730mm) de largo.

Cumple normas ASTM [C183](#) y AASHTO T127.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO