


TUBO ÚNICO PCR (TAPA PLANA)



El tubo simple de PCR está fabricado en polipropileno (PP). La pared fina y la superficie lisa del tubo garantizan la eficacia y la uniformidad de la conducción del calor entre las muestras. Es adecuado para las principales máquinas de PCR y de PCR en tiempo real del mercado. El tapón tiene un excelente rendimiento de sellado y una apertura suave. Cuando se utiliza un tapón caliente, la pérdida de volumen de reacción es inferior al 0,2%

SKU: BP-01-60-0300-0300 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto de PCR single tube (flat cap):

- El tubo simple PCR está hecho de polipropileno (PP). La superficie fina y lisa del tubo garantiza la eficacia y la uniformidad de la conducción del calor entre las muestras. Es adecuado para las principales máquinas de PCR y máquinas de PCR en tiempo real del mercado. El tapón tiene un excelente rendimiento de sellado y una apertura suave. Cuando se utiliza un tapón caliente, la pérdida de volumen de reacción es inferior al 0,2%.
- Utilizando materias primas limpias de polipropileno (PP), la pared del tubo es delgada, y el grosor es uniforme, asegurando una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo y el cuerpo del tubo están conectados de forma integrada, lo que tiene un buen rendimiento de sellado, evita la contaminación y es fácil de abrir la tapa.
- Sin DNasa, RNasa, sin fuente de calor, sin contaminación por inhibidores.

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
PCR de un solo tubo	B-TubUnicoPCR-01	BP-01-60-0300-0300	Tubo único para PCR de 0,2 ml, transparente, tapón plano	1000pcs / bolsa, 10 bolsas / caja	caja	10000

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO