


TUBO ÚNICO PCR (TAPA PLANA)



El tubo simple de PCR está fabricado en polipropileno (PP). La pared fina y la superficie lisa del tubo garantizan la eficacia y la uniformidad de la conducción del calor entre las muestras. Es adecuado para las principales máquinas de PCR y de PCR en tiempo real del mercado. El tapón tiene un excelente rendimiento de sellado y una apertura suave. Cuando se utiliza un tapón caliente, la pérdida de volumen de reacción es inferior al 0,2%

SKU: BP-01-60-0300-0300 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto de PCR single tube (flat cap):

- El tubo simple PCR está hecho de polipropileno (PP). La superficie fina y lisa del tubo garantiza la eficacia y la uniformidad de la conducción del calor entre las muestras. Es adecuado para las principales máquinas de PCR y máquinas de PCR en tiempo real del mercado. El tapón tiene un excelente rendimiento de sellado y una apertura suave. Cuando se utiliza un tapón caliente, la pérdida de volumen de reacción es inferior al 0,2%.
- Utilizando materias primas limpias de polipropileno (PP), la pared del tubo es delgada, y el grosor es uniforme, asegurando una buena conducción del calor.
- La tapa del tubo y el cuerpo del tubo están conectados de forma integrada, lo que tiene un buen rendimiento de sellado, evita la contaminación y es fácil de abrir la tapa.
- Sin DNasa, RNasa, sin fuente de calor, sin contaminación por inhibidores.

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | unidad | Cantidad de piezas enteras |
|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------|----------------------------|
| PCR de un solo tubo | B-TubUnicoPCR-01 | BP-01-60-0300-0300 | Tubo único para PCR de 0,2 ml, transparente, tapón plano | 1000pcs / bolsa, 10 bolsas / caja | caja | 10000 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO