

## TUBOS DE HEMATOCRITICO WINTROBE, LARGO 110MM, 0-100 MM EN 1 MM, DOBLE ESCALA, GRADUACION AZUL



**Longitud**

**110mm**

Escala

100mm

Legibilidad

1mm

Tipo de graduación

Azul

**Código SKU:** B-01-47-1003-0000.

**Código Cotecno:** Bell-TubHemW.

**SKU:** B-01-47-1003-0000 | **Categorías:** [material de vidrio especial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO