

**TUBOS DE TRANSMISIÓN, 3" (76.2MM) X 2.75" (69.9MM) LENGTH, (3" X 0.01 FT3) -  
H-4203DT.3**



**SKU:** H-4203DT.3 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubos de transmisión individuales para usar con la muestra de discos de densidad. Los tubos están disponibles para 3 "(76.2 mm) x 2.75" (69.9 mm) de longitud, (3 "x 0.01 ft3) para usar con la unidad de muestreo H-4203.3

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO