

## TUBOS PITOT TIPO S TIPO S



Un tubo pitot es un instrumento de medición de presión utilizado para medir la velocidad del flujo de fluido. Kimo ofrece una amplia gama de tubos Pitot Type S de alta calidad y precisión, según la norma ISO 10780.

Longitud de los tubos Pitot Tipo S Ø 8 mm: 500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm y 3.000 mm

Mide la presión dinámica de un fluido en movimiento en una tubería y determina su velocidad en m / s y su flujo en m<sup>3</sup> / h

Ideal para ingeniería climática, ventilación, eliminación de polvo y transporte neumático

Rango de medición: 0 a 100 m / s

Rango de temperatura de 0 a 1000 ° C



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Flujo de aire](#), [Sondas](#), [Velocidad del aire](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO