

## TUBOS SHELBY TUBOS SHELBY, 3" DE DIÁMETRO X 24" DE LARGO, GALVANIZADOS, (PESO 3.8 LIBRAS) - H-4210.24



### Tubos Shelby

Los muestreadores de tubos Shelby son tubos de acero huecos de paredes delgadas que se introducen en el suelo para extraer una muestra de suelo relativamente inalterada para su uso en pruebas de laboratorio utilizadas para determinar la densidad, permeabilidad, compresibilidad y resistencia.

Cada tubo tiene un extremo que está biselado para formar un borde de corte y el extremo superior incluye orificios para asegurar el tubo a un cabezal de accionamiento. Los tubos Shelby son útiles para recolectar suelos que son particularmente sensibles a la perturbación del muestreo, incluidos los suelos finos cohesivos y las arcillas. Los tubos también se pueden utilizar para transportar muestras de vuelta al laboratorio.

**Nota: El tamaño es OD. Todos los tubos son de acero calibre 16.**

**Los tubos de 3" y 5" están galvanizados**

**SKU:** H-4210.24 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Tubos Shelby](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**H-4210.230** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 2" de diámetro x 30" de largo, (peso 2.5 libras)



**H-4210.236** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 2" de diámetro x 36" de largo, (peso 3.2 libras)



**H-4210.253** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 2.5" de diámetro x 30" de largo, (peso .4.2 libras)



**H-4210.256** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 2.5" de diámetro x 36" de largo, (peso .5.5 libras)



**H-4210.10**  
Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 10" de largo, galvanizados, (peso .1.9 libras)



**H-4210.12** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3" de diámetro x 12" de largo, galvanizados, (peso 1.9 libras)



**H-4210.18** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3" de diámetro x 18" de largo, galvanizados, (peso 3.0 libras)



**H-4210.24** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 3.8 libras)



**H-4210.30** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 5.1 libras)



**H-4210.36** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 6.2 libras)



**H-4210.353** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3.5" de diámetro x 30" de largo, (peso 5.5 libras)



**H-4210.356** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 3.5" de diámetro x 36" de largo, (peso 6.3 libras)



**H-4210.524** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 5" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 11.8 libras)



**H-4210.530** Tubos Shelby Tubos  
Shelby, 5" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 17.5 libras)



**H-4210.536** Tubos Shelby Tubos

Shelby, 5" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 19.5 libras)

**Código del Producto**

H-4210.24

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO