

TUERCA MACHO / FÉRULA DE PEEK DE UNA PIEZA 10-32 DE PEEK, APTA PARA EL DEDO PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 1/16 ", PAQ. DE 10, EQUIVALENTE A OEM # 5063-6591, ED020005



Documentos

- [11-1240_Agilent.pdf](#)
- [11-1240_PerkinElmer.pdf](#)

SKU: N / A | **Categorías:** [PerkinElmer](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelos Agilent: 1050, 1090, 1100, 1200, 1220 Número de pieza OEM: 5063-6591

OEM: PerkinElmer Modelos: 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 200 Series, 250, 400, 410, 620 e Int 4000 Número de pieza OEM: ED020005

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	1050, 1090, 1100, 1200 y 1220
PerkinElmer	1, 2, 3, 3B, 4, 10, 200 Series, 250, 400, 410, 620 e Int 4000

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	11-1240
N. ° de piezas OEM	ED020005, 5063-6591

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO