

" TV / 30 / A " VISCOMETRO UNIVERSAL



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Instrumentos portátiles - Ensayos tecnológicos - Monómetros - Termómetros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(Tipo Gallenkamp).

Operado manualmente y con sistema de elevación del vaso de muestra. Consta de un alambre con torsión vertical, un disco montado en una escala graduada y un cilindro suspendido debajo de la escala.

Cuando el disco se gira 360 ° C y luego se suelta, el efecto de frenado de la muestra en la parte exterior del cilindro se usa para medir la viscosidad. Varía de 0,25 a 1000 poises. Se suministra completo con 1 escala graduada, 1 alambre de torsión mod. 30 SWG, 4 cilindros (diámetros 1/2 ", 1/4", 11/16 ", 1+ 5/8"), 1 vaso de muestra de acero inoxidable Ø 76x67 mm.

Archivos adjuntos

- [VISCOMETRO TV 30 / A](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO