

UBOS SHELBY TUBOS SHELBY, 3" DE DIÁMETRO X 18" DE LARGO, GALVANIZADOS, (PESO 3.0 LIBRAS) - H-4210.18



Tubos Shelby

Los muestreadores de tubos Shelby son tubos de acero huecos de paredes delgadas que se introducen en el suelo para extraer una muestra de suelo relativamente inalterada para su uso en pruebas de laboratorio utilizadas para determinar la densidad, permeabilidad, compresibilidad y resistencia.

Cada tubo tiene un extremo que está biselado para formar un borde de corte y el extremo superior incluye orificios para asegurar el tubo a un cabezal de accionamiento. Los tubos Shelby son útiles para recolectar suelos que son particularmente sensibles a la perturbación del muestreo, incluidos los suelos finos cohesivos y las arcillas. Los tubos también se pueden utilizar para transportar muestras de vuelta al laboratorio.

Nota: El tamaño es OD. Todos los tubos son de acero calibre 16.

Los tubos de 3" y 5" están galvanizados

SKU: H-4210.18 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Tubos Shelby](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4210.230 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 2" de diámetro x 30" de largo, (peso 2.5 libras)



H-4210.236 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 2" de diámetro x 36" de largo, (peso 3.2 libras)



H-4210.253 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 2.5" de diámetro x 30" de largo, (peso .4.2 libras)



H-4210.256 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 2.5" de diámetro x 36" de largo, (peso .5.5 libras)



H-4210.10
Tubos Shelby Tubos Shelby, 3" de diámetro x 10" de largo, galvanizados, (peso .1.9 libras)



H-4210.12 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3" de diámetro x 12" de largo, galvanizados, (peso 1.9 libras)



H-4210.18 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3" de diámetro x 18" de largo, galvanizados, (peso 3.0 libras)



H-4210.24 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 3.8 libras)



H-4210.30 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 5.1 libras)



H-4210.36 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 6.2 libras)



H-4210.353 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3.5" de diámetro x 30" de largo, (peso 5.5 libras)



H-4210.356 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 3.5" de diámetro x 36" de largo, (peso 6.3 libras)



H-4210.524 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 5" de diámetro x 24" de largo, galvanizados, (peso 11.8 libras)



H-4210.530 Tubos Shelby Tubos
Shelby, 5" de diámetro x 30" de largo, galvanizados, (peso 17.5 libras)



H-4210.536 Tubos Shelby Tubos

Shelby, 5" de diámetro x 36" de largo, galvanizados, (peso 19.5 libras)

Código del Producto

H-4210.18

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO