

UNIDADES DE FOTOTERAPIA INFANTIL GLQ-3L



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidades de Fototerapia Infantil GLQ-3L Descripción del Producto:

- Este modelo tiene 4 patas de bombeo para fijarlo en una incubadora.

- Visión general:

- LED como elementos radiantes de fototerapia.
- Diseño sin ventilador para un ambiente silencioso.
- Gran fuente de luz para un mejor curado.
- Se puede usar con la mayoría de los otros tipos de incubadoras para bebés.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO