

## V-1 PLUS, AGITADOR VÓRTEX PERSONAL PARA TUBOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agitador Vortex](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador vórtex **V-1 plus** es un instrumento ideal para mezclar suavemente y lograr un resuspensión contundente de las células y los componentes de líquidos químicos y biológicos en tubos mediante el uso de un mecanismo excéntrico.

El agitador vórtex tiene dos modos:

1. Funcionamiento continuo
2. Funcionamiento por impulsos (activado al presionar el tapón con la parte inferior del tubo)

## ESPECIFICACIONES

Principio de mezcla excéntrico	+
Intervalo del control de velocidad	500-3000 RPM
Módulo de mezcla para tubos	de 1,5 a 50 ml
Volumen de mezcla máximo	30 ml
Órbita	4 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	90x150x80 mm
Peso	0.8 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 320 mA / 3.8 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100-240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO