

VASO, 2000 ML FORMA BAJA



SKU: PG-8 65063400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [baja](#), [forma](#), [vaso](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VASO, 2000 ML FORMA BAJA

Descripción: Vidrio

Volumen y graduación: 2000 ml.

Característica: Forma baja

Estándar: ISO 3819

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 2000 gramos.

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO