

## VASO, 400 ML FORMA BAJA



**SKU:** PG-8 65041400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [baja](#), [forma](#), [vaso](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VASO, 400 ML FORMA BAJA

Descripción: Vidrio

Volumen y graduación: 400 ml.

Característica: Forma baja

Estándar: ISO 3819

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 400

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO