

## VASO, 5 ML FORMA BAJA



**SKU:** PG-8 65010400 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [baja](#), [forma](#), [vaso](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VASO, 5 ML FORMA BAJA

Descripción: Vidrio

Volumen y graduación: 5 ml.

Característica: Forma baja

Estándar: ISO 3819

Materiales: vidrio de borosilicato.

Talla 5

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO