

VASO DE PLÁSTICO GRADUADO, 1.000 ML -H-4912P.1M



SKU: H-4912P.1M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vasos de plástico graduados; Capacidad: 1,000 ml

Los vasos de laboratorio de forma baja con paredes pesadas ligeramente cónicas proporcionan un agarre firme y un apilamiento conveniente. Los vasos tienen un vertido y marcas de graduación ($\pm 5\%$).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO