

## VASO DE PLÁSTICO GRADUADO, 2.000 ML -H-4912P.2M



**SKU:** H-4912P.2M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vasos de plástico graduados; Capacidad: 2,000 ml

Los vasos de laboratorio de forma baja con paredes pesadas ligeramente cónicas proporcionan un agarre firme y un apilamiento conveniente. Los vasos tienen un vertido y marcas de graduación ( $\pm 5\%$ ).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO