

VASO DE PLÁSTICO GRADUADO, 50 ML -H-4912P.050



SKU: H-4912P.050 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vasos de plástico graduados; Capacidad: 50 ml

Los vasos de laboratorio de forma baja con paredes pesadas ligeramente cónicas proporcionan un agarre firme y un apilamiento conveniente. Los vasos tienen un vertido y marcas de graduación ($\pm 5\%$).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO