

## VASO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE, GRADUADO 100 - 1000 ML







**SKU:** N / A | **Categorías:** [Vaso precipitado de plástico](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES







## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellVasPolAutGra-100		100
	BellVasPolAutGra-1000		1000
	BellVasPolAutGra-250		250
	BellVasPolAutGra-500		500

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción

Código Del Producto	Nombre Del Producto	Capacidad (ml)	Imagen
BellVasPolAutGra-100	Vaso De Polipropileno Autoclavable, Graduado 100 MI	100 ml	
BellVasPolAutGra-250	Vaso De Polipropileno Autoclavable, Graduado 250 MI	250 ml	
BellVasPolAutGra-500	Vaso De Polipropileno Autoclavable, Graduado 500 MI	500 ml	
BellVasPolAutGra-1000	Vaso De Polipropileno Autoclavable, Graduado 1000 MI	1000 ml	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO