

VASO DE VIDRIO GRADUADO, 100 ML -H-4911.100



SKU: H-4911.100 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Rango de graduación: 20-80 ml, Intervalo: 10 ml, Capacidad: 100 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO