



VASO DE VIDRIO GRADUADO, 2.000 ML -H-4911.2M



SKU: H-4911.2M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Grad. Rango: 50-1950 ml, Intervalo: 50 ml, Capacidad: 2,000 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.l

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO