


## VASO DE VIDRIO GRADUADO, 250 ML -H-4911.250



**SKU:** H-4911.250 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Grad. rango: 25-200 ml, intervalo: 25 ml, capacidad: 250 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO