


## VASO DE VIDRIO GRADUADO, 3.000 ML -H-4911.3M



**SKU:** H-4911.3M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Grad. rango: 50-2950 ml, intervalo: 50 ml, capacidad: 3.000 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO