


VASO DE VIDRIO GRADUADO, 600 ML -H-4911.600



SKU: H-4911.600 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de vidrio graduado; Grad. rango: 50-500ml, Intervalo: 50ml, Capacidad: 600 ml

Vaso de precipitados Griffin de baja forma con borde de vertido para uso general en el laboratorio. El diseño proporciona una mayor resistencia a través de paredes uniformes más pesadas. Todos los intervalos y los intervalos graduados se indican en ml.l

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO