

## VASO PRECIPITADO DE PLÁSTICO 100 ML



**SKU:** B-01-21-0111-0301 | **Categorías:** [Material plástico de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>Código Sku</b>	<b>Tamaño disponible ml</b>	<b>Material</b>
BellPla-BotellaCDP-50	B-01-21-0111-0300	50	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-100	B-01-21-0111-0301	100	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-250	B-01-21-0111-0302	250	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-500	B-01-21-0111-0303	500	polipropileno

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO