

VASO PRECIPITADO DE PLÁSTICO 50 ML



SKU: B-01-21-0111-0300 | **Categorías:** [Material plástico de laboratorio](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellPla-BotellaCDP-50	B-01-21-0111-0300	50	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-100	B-01-21-0111-0301	100	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-250	B-01-21-0111-0302	250	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-500	B-01-21-0111-0303	500	polipropileno

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO