

VASO PRECIPITADO DE PLÁSTICO 500 ML



SKU: B-01-21-0111-0303 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellPla-BotellaCDP-50	B-01-21-0111-0300	50	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-100	B-01-21-0111-0301	100	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-250	B-01-21-0111-0302	250	polipropileno
BellPla-BotellaCDP-500	B-01-21-0111-0303	500	polipropileno

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO