

## VASO PRECIPITADOS, ALUMINIO, 1.000ML -H-4920.1M



**SKU:** H-4920.1M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, aluminio, 1.000ml -H-4920.1M

Vasos de laboratorio de aluminio de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4920.250.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO