

## VASO PRECIPITADOS, ALUMINIO, 125ML -H-4920.125



**SKU:** H-4920.125 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, aluminio, 125ml -H-4920.125

Vasos de laboratorio de aluminio de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4920.250.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO