

VASO PRECIPITADOS, ALUMINIO, 250ML -H-4920.250



SKU: H-4920.250 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, aluminio, 250ml -H-4920.250

Vasos de laboratorio de aluminio de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4920.250.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO