

VASO PRECIPITADOS, NÍQUEL 1.000ML -H-4921.1M



SKU: H-4921.1M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, níquel 1.000ml -H-4921.1M

Vasos de laboratorio de níquel de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4921.250

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO