

VASO PRECIPITADOS, NÍQUEL 125ML -H-4921.125



SKU: H-4921.125 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, níquel 125ml -H-4921.125

Vasos de laboratorio de níquel de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4921.250

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO