

VASO PRECIPITADOS, NÍQUEL 500ML -H-4921.500



SKU: H-4921.500 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Vasos precipitados ASTM / NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso precipitados, níquel 500ml -H-4921.500

Vasos de laboratorio de níquel de baja forma con pico vertedor. La construcción de una pieza elimina la rotura. La imagen que se muestra es H-4921.250

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO