

**VASO DE PRECIPITADOS, FORMA ALTA CON GRADUACIÓN Y BOQUILLA 250ML,
VIDRIO BORO,**



SKU: B-01-47-0101-0103 B-01-21-0101-0103 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Vasos precipitados](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Vasos Precipitados forma alta con graduación y boquilla

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	D. (mm)	H. (mm)
BellVid-CVasoPFA-50	B-01-21-0101-0100 50		38	70
BellVid-CVasoPFA-100	B-01-21-0101-0101 100		10	80
BellVid-CVasoPFA-150	B-01-21-0101-0102 150		54	95
BellVid-CVasoPFA-250	B-01-47-0101-0103 250 B-01-21-0101-0103		60	120
BellVid-CVasoPFA-400	B-01-21-0101-0104 400		70	130
BellVid-CVasoPFA-500	B-01-47-0101-0110 500 B-01-21-0101-0110		75	140
BellVid-CVasoPFA-600	B-01-21-0101-0105 600		80	150
BellVid-CVasoPFA-800	B-01-21-0101-0106 800		90	175
BellVid-CVasoPFA-1000	B-01-21-0101-0107 1000		95	180
BellVid-CVasoPFA-2000	B-01-21-0101-0108 2000		120	240
BellVid-CVasoPFA-3000	B-01-21-0101-0109 3000		135	280

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO