

VASOS PRECIPITADOS FORMA ALTA CON GRADUACIÓN Y BOQUILLA 50ML, VIDRIO BORO - BELLVID-CVASOPFA-50



SKU: B-01-21-0101-0100 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Vasos precipitados](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Vasos Precipitados forma alta con graduación y boquilla

| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | D. (mm) | H. (mm) |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|
| BellVid-CVasoPFA-50 | B-01-21-0101-0100 | 50 | 38 | 70 |
| BellVid-CVasoPFA-100 | B-01-21-0101-0101 | 100 | 10 | 80 |
| BellVid-CVasoPFA-150 | B-01-21-0101-0102 | 150 | 54 | 95 |
| BellVid-CVasoPFA-250 | B-01-47-0101-0103 B-01-21-0101-0103 | 250 | 60 | 120 |
| BellVid-CVasoPFA-400 | B-01-21-0101-0104 | 400 | 70 | 130 |
| BellVid-CVasoPFA-500 | B-01-47-0101-0110 B-01-21-0101-0110 | 500 | 75 | 140 |
| BellVid-CVasoPFA-600 | B-01-21-0101-0105 | 600 | 80 | 150 |
| BellVid-CVasoPFA-800 | B-01-21-0101-0106 | 800 | 90 | 175 |
| BellVid-CVasoPFA-1000 | B-01-21-0101-0107 | 1000 | 95 | 180 |
| BellVid-CVasoPFA-2000 | B-01-21-0101-0108 | 2000 | 120 | 240 |
| BellVid-CVasoPFA-3000 | B-01-21-0101-0109 | 3000 | 135 | 280 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO