

VASOS PRECIPITADOS FORMA ALTA CON GRADUACIÓN Y BOQUILLA 50ML, VIDRIO BORO - BELLVID-CVASOPFA-50



SKU: B-01-21-0101-0100 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#), [Vasos precipitados](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Vasos Precipitados forma alta con graduación y boquilla

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	D. (mm)	H. (mm)
BellVid-CVasoPFA-50	B-01-21-0101-0100	50	38	70
BellVid-CVasoPFA-100	B-01-21-0101-0101	100	10	80
BellVid-CVasoPFA-150	B-01-21-0101-0102	150	54	95
BellVid-CVasoPFA-250	B-01-47-0101-0103 B-01-21-0101-0103	250	60	120
BellVid-CVasoPFA-400	B-01-21-0101-0104	400	70	130
BellVid-CVasoPFA-500	B-01-47-0101-0110 B-01-21-0101-0110	500	75	140
BellVid-CVasoPFA-600	B-01-21-0101-0105	600	80	150
BellVid-CVasoPFA-800	B-01-21-0101-0106	800	90	175
BellVid-CVasoPFA-1000	B-01-21-0101-0107	1000	95	180
BellVid-CVasoPFA-2000	B-01-21-0101-0108	2000	120	240
BellVid-CVasoPFA-3000	B-01-21-0101-0109	3000	135	280

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO