

**VASOS PRECIPITADOS FORMA BAJA CON GRADUACIÓN Y BOQUILLA, VIDRIO BORO  
3.3 - 10ML**



**SKU:** B-01-21-0101-0001 | **Categorías:** [Vasos precipitados](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Vasos Precipitados Forma Baja Con Graduación Y Boquilla 10ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	D. (mm)	H. (mm)
BellVid-CVasoPFB-5.5	B-01-21-0101-0000	5	22	30
BellVid-CVasoPFB-10	B-01-21-0101-0001	10	26	35
BellVid-CVasoPFB-25	B-01-21-0101-0002	25	34	50
BellVid-CVasoPFB-50	B-01-47-0101-0003 B-01-21-0101-0003	50	42	60
BellVid-CVasoPFB-100	B-01-47-0101-0004 B-01-21-0101-0004	100	50	70
BellVid-CVasoPFB-150	B-01-47-0101-0005 B-01-21-0101-0005	150	60	80
BellVid-CVasoPFB-250	B-01-47-0101-0006 B-01-21-0101-0006	250	70	95
BellVid-CVasoPFB-400	B-01-47-0101-0007 B-01-21-0101-0007	400	80	110
BellVid-CVasoPFB-500	B-01-47-0101-0008 B-01-21-0101-0008	500	87	118
BellVid-CVasoPFB-600	B-01-47-0101-0009 B-01-21-0101-0009	600	90	125
BellVid-CVasoPFB-800	B-01-47-0101-0010 B-01-21-0101-0010	800	100	135
BellVid-CVasoPFB-1000	B-01-47-0101-0011 B-01-21-0101-0011	1000	105	145
BellVid-CVasoPFB-2000	B-01-47-0101-0012 B-01-21-0101-0012	2000	132	185
BellVid-CVasoPFB-3000	B-01-47-0101-0013 B-01-21-0101-0013	3000	152	210
BellVid-CVasoPFB-5000	B-01-47-0101-0014 B-01-21-0101-0014	5000	170	270

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Material**

[Vidrio Boro 3.3](#)

COTECNO