

VEOLIA MENTREX HFE-T MHFE013FHT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE



SKU: 3052577 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX HFE-T MHFE013FHT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE

Part Number: 3052577



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex HFE-T
Medida del Poro μ	1
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	185
Adaptador 1	226
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Teflon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	\varnothing 2.75
diámetro exterior cm	\varnothing 7.0
Aplicaciones	Chemicals, Microelectronics, Pharmaceuticals



[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO