


VEOLIA MENTREX HFE-T MHFE922AAT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE



SKU: 3055747 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX HFE-T MHFE922AAT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE

Part Number: 3055747



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex HFE-T
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	185
Adaptador 1	Gasket
Adaptador 2	Gasket
O-Ring / juntas /	Teflon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
diámetro exterior pulgada	$\varnothing 2.75$
diámetro exterior cm	$\varnothing 7.0$
Aplicaciones	Chemicals, Microelectronics, Pharmaceuticals



[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO