

VEOLIA MENTREX HFE-T MHFE923EGS-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE



SKU: 3057380 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX HFE-T MHFE923EGS-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE

Part Number: 3057380



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex HFE-T
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	185
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\varnothing 2.75$
diámetro exterior cm	$\varnothing 7.0$
Aplicaciones	Chemicals, Microelectronics, Pharmaceuticals



[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO