

## VEOLIA MENTREX HFE-T MHFE943FHT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE



**SKU:** 3052572 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX HFE-T MHFE943FHT-T PLEATED FILTER WITH PTFE MEMBRANE

Part Number: 3052572



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex HFE-T
Medida del Poro $\mu$	0.4
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	185
Adaptador 1	226
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Teflon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\varnothing$ 2.75
diámetro exterior cm	$\varnothing$ 7.0
Aplicaciones	Chemicals, Microelectronics, Pharmaceuticals



[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO