

**VEOLIA MEMTREX MP-E MMP831EGS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1267048 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP831EGS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1267048



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.03
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25.4
diámetro exterior pulgada	\varnothing 2.75
diámetro exterior cm	\varnothing 7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO