

**VEOLIA MEMTREX MP-E MMP832CGS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1255792 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP832CGS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1255792



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.03
Temperatura máxima de °C	82
Temperatura máxima de °F	180
Adaptador 1	213
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
diámetro exterior pulgada	Ø2.75
diámetro exterior cm	Ø7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO