

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP913EHE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 3020622 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-E MMP913EHE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3020622



#### Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro $\mu$	0.1
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	EPDM

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\text{Ø}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{Ø}7.0$
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO