

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP913ZHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1226534 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP913ZHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1226534



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.1
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	226/SS insert
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	$\text{Ø}2.75$
diámetro exterior cm	$\text{Ø}7.0$
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO