

**VEOLIA MEMTREX MP-E MMP922CGV-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1228414 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP922CGV-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1228414



Especificaciones

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Marca | Veolia Memtrex MP-E |
| Medida del Poro μ | 0.2 |
| Temperatura máxima de °C | 82 |
| Temperatura máxima de °F | 180 |
| Adaptador 1 | 213 |
| Adaptador 2 | Flat end |
| O-Ring / juntas / | Viton |

Dimensiones / Pesos

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Longitud en pulgadas | 20 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| diámetro exterior pulgada | Ø2.75 |
| diámetro exterior cm | Ø7.0 |
| Aplicaciones | UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO