

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP922EGT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 1237546 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP922EGT-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1237546



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	222
Adaptador 2	Flat end
O-Ring / juntas /	Teflon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20
Longitud en cm	50.8
diámetro exterior pulgada	$\varnothing 2.75$
diámetro exterior cm	$\varnothing 7.0$
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO