

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP923FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 3002657 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP923FHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3002657



Especificaciones

Marca	Veolia Memtrex MP-E
Medida del Poro μ	0.2
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	82
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	180
Adaptador 1	226
Adaptador 2	Fin
O-Ring / juntas /	Silicon

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30
Longitud en cm	76.2
diámetro exterior pulgada	\varnothing 2.75
diámetro exterior cm	\varnothing 7.0
Aplicaciones	UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO