

**VEOLIA MEMTREX MP-E MMP923ZHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE  
MEMBRANE**



**SKU:** 1242803 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### VEOLIA MEMTREX MP-E MMP923ZHS-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 1242803



#### Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-E

Medida del Poro  $\mu$  0.2

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{C}$  82

Temperatura máxima de  $^{\circ}\text{F}$  180

Adaptador 1 226/SS insert

Adaptador 2 Fin

O-Ring / juntas / Silicon

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 30

Longitud en cm 76.2

diámetro exterior pulgada  $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm  $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO