

**VEOLIA MENTREX MP-E MMP941EGE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE
MEMBRANE**



SKU: 3051129 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VEOLIA MEMTREX MP-E MMP941EGE-E PLEATED FILTER WITH POLYETHERSULFONE MEMBRANE

Part Number: 3051129



Especificaciones

Marca Veolia Memtrex MP-E

Medida del Poro μ 0.4

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ 82

Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ 180

Adaptador 1 222

Adaptador 2 Flat end

O-Ring / juntas / EPDM

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 10

Longitud en cm 25.4

diámetro exterior pulgada $\text{Ø}2.75$

diámetro exterior cm $\text{Ø}7.0$

Aplicaciones UPDI Water Pad, High Purity Chemicals, Point of Use Applications

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO